

التعليمات الخاصة بجهاز قياس التأكسج أو الأوكسيميتر Oximeter (ماسيمو Masimo)

1. وصل مصدر الطاقة والمسبار بالوحدة وفقاً لتوضيح الفني.
2. شغل الجهاز بواسطة الضغط على زر الطاقة الموجود في الجانب العلوي الأيسر.
3. سيبدأ الجهاز في العمل، وإجراء فحص ذاتي. عند انتهاء الفحص الذاتي، ستظهر الشاشة بيضاء، حيث تم ضبط الجهاز على وضع النوم، بينما ستظهر أيقونة الطاقة والتنبيه مضاءً.
4. يجب أن يتوهج مسبار إصبع اليد/القدم باللون الأحمر.
5. اربط المسبار بظفر إصبع القدم الأكبر أو ظفر إصبع البنصر، ثم لف الشريط اللاصق حوله. (ضع جَوْرَب على المسبار لتقليل احتماليات انفصاله عن الإصبع).
6. سيقوم الجهاز بالتسجيل طوال الليل.
7. أغلق الجهاز في الصباح بواسطة الضغط على زر الطاقة الموجود في الركن العلوي الأيسر. تجنب تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله طوال الليلة، يرجى ترك الجهاز قيد التشغيل، وعدم إيقاف تشغيله إلا في الصباح.
8. عند الانتهاء، أعد الجهاز حسب الاتفاق (قسم فحوصات الجهاز التنفسي أو ألين وارد Allen ward)

يرجى التأكد من أن المسبار لا يزال مربوط قبل أن تخلد إلى النوم، حيث أنه قد يفصل في بعض الأحيان

تم ضبط المنبه على وضع إيقاف التشغيل، وسيكون الجهاز في الوضع الصامت حتى يتسنى لك بالنوم. إذا كنت تستخدم مقياس

التأكسج لفحص طفل، فعليك توصيله بنفس الطريقة.

في حالة حدوث أي مشكلة، يرجى الاتصال بباتريشيا واترز Patricia Watters على رقم 028 96151629، يرجى ترك رسالة بريد صوتي وسأعود بالاتصال بك في أسرع وقت ممكن بين يومي الثلاثاء والخميس.

من الضروري إعادة الجهاز في التاريخ والموعود المتفق عليهما إلى قسم فحوصات الجهاز التنفسي أو مركز الممرضات في ألين وارد


Allen ward حيث سيتم حجز الجهاز لمريضين آخرين.

سيتم تنزيل البيانات وإرسالها إلى استشاري الإحالة على الفور.


شكراً لك



تقاطا لیغشت فاقیا / لیغشت رز



عضرلا رایسم



لاقطلا ابطر رایسم

